

备注：本项目所有包次提供的年用量均为参考用量，实际用量以院方采购为准。

第1包 介入类血管耗材

序号	名称	参考规格	预计年使用量	技术参数
1	PTC 针（介入穿刺针）	直径 18g-22g，长度 100mm-350mm	30	
2	经皮导入器	肝穿针直径:21G，长度:15cm， TROCAR 针镍钛微导丝: . 018 " *80CM， 同轴扩张器:4F/6F*20cm(三件套)	10	1、由穿刺针、扩张器、导丝、同轴扩张器、塑料和金属支撑管组成。 2、根据临床用途不同组成供应，产品一次性使用。
3	内外引流管	直径:8/10/12F，长度:40cm，可通过导丝: . 038 "	10	1、材料为聚氨酯，涂覆有聚氧乙烯涂层。 2、根据临床用途不同组成供应，一次性使用。
4	外引流管	直径:6-16F，长度:25cm，可通过导丝: . 035 " / . 038 "	10	
5	脓腔引流管	6f，8f，10f，12f，14f，16f	10	
6	溶栓导管	20cm，30cm，40cm，50cm	10	1、由聚氨酯注射接头、尼龙接头、尼龙导管、侧孔、不透 X 线标记点组成。 2、一次性使用。
7	动脉覆膜支架系统	覆膜长度 060/080mm。直径：外径：24-44mm. 直管型。	2	1、由缝合在血管移植织物（聚对苯二甲酸乙二醇酯）上的自膨胀式镍钛合金血管支架组成，血管支架由层叠在管状结构中的一系列蛇形弹簧组成。 2、辐射灭菌，一次性使用。
8	动脉覆膜支架系统	覆膜长度 180/200/220mm. 直径：外径：24-44mm. 直管型。	2	
9	动脉覆膜支架系统	覆膜（分叉型）长度：040/060/080/100/120/140/160/180/200/220mm，直径：外径：24-44mm. 分叉型。	2	
10	抓捕器套件	圈套器直径:6-10，9-15，12-20，18-30，27-45mm 导管直径:6，7FR，导管长度 100mm	5	1、杆芯由镍钛合金制成，外层为聚四氟乙烯，抓捕环由钨丝金环制成。 2、环氧乙烷灭菌，一次性使用。

11	下肢动脉药物 涂层球囊	球囊标称直径 (mm) ≤12 (3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/ 7/8/9/10/12)；球囊有 效长度 (mm)：60-150 (60/80/120/150)	5	1、由球囊、导管尖端、轴 杆、Y型连接器、不透射线 标记组成，涂有硅酮润滑涂 层。 2、环氧乙烷灭菌，一次性 使用。
----	----------------	---	---	---

第 2 包 外周导丝等

序号	名称	参考规格	预计年使用量	技术参数
1	外周导丝	0.018 长度 145cm, 195cm, 300cm/ 直径 0.018”	20	1、由锥形芯丝（SUS304）和绕丝组成。不锈钢丝由奥氏体不锈钢（SUS316）材料制成，不透射线绕丝由铂镍合金制成。 2、近端芯丝表面覆有聚四氟乙烯图层，远端被覆有亲水聚合物涂层。 3、产品环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2	外周导丝	0.014 长度 190cm, 250cm, 300cm/ 直径 0.014”	20	1、由芯丝和绕丝组成。 2、外表面覆有 PTFE（聚四氟乙烯）涂层和亲水涂层。 3、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
3	PTA 扩张导管	球囊长度小于 150mm 球囊长度小于 150mm，通过 0.035 导丝	10	1、球囊的材料为聚酰胺，导管的材料为聚酰胺和聚醚嵌段酰胺。 2、亲水涂层材料为光敏磺酸钠盐和聚乙烯吡咯烷酮。 3、环氧乙烷灭菌，一次性使用。
4	PTA 扩张导管	球囊长度大于 150mm 球囊长度大于 150mm，通过 0.035 导丝	10	
5	PTA 扩张导管	球囊长度小于 150mm，通过 0.035 导丝，高压球囊	10	
6	PTA 扩张导管	0.035 系统球囊长度 (cm):2/4/6/8/10/12;球囊预置直径:4/5/6/7/8/9/10/12/14;总长度 (cm):80/135	10	
7	外周自膨式支架系统	导管长度:80cm/135cm, 支架长度:120mm/150mm 支架直径:5mm/6mm/7mm/8mm	10	1、由预装支架和 OTW 型输送系统组成。 2、支架的材料为镍钛合金，两端带有不透射线的钽标记。 3、环氧乙烷灭菌，一次性使用。

第 3 包 血管支架等耗材

序号	名称	用途	参考规格	预计年使用量	技术参数
1	血管支架	支撑血管	直径：外径：5/6/7MM； 长度：100/120MM； 输送系统：80/130CM；	1	
2	血管支架	支撑血管	直径：外径：5/6/7MM； 长度：150MM/170MM； 输送系统：80/130CM；	1	
3	血管支架	支撑血管	直径：外径：5MM； 长度：20/30/40/60/80MM； 输送系统：80/130CM。 直径：外径：6/7/8/9/10MM； 长度：20/30/40/60/80MM； 输送系统：130CM。 直径：外径：6/7/8/9/10MM； 长度：20/30/40/60/80MM； 输送系统：80CM；	1	
4	血管支架	支撑血管	直径：外径：7/8/10/MM； 长 度：20/30/40/50/60/80/100/； 输送系统：135CM。 直径：外径：12MM； 长 度：20/30/40/50/60/80/100/； 输送系统：135CM。 直径：外径：8/9/10MM； 长 度：20/30/40/50/60/80/100/； 输送系统：80CM。 直径：外径：12MM； 长 度：20/30/40/50/60/80/100/； 输送系统：80CM。 直径：外径：7/8/10MM； 长度：120； 输送系统：135CM。 直径：外径：5/6/7/8/9/10MM； 长度：120； 输送系统：80CM。 外径：12MM； 长度 120MM； 输送系统：80/135CM。	20	1、适用于外周动脉新发病变或再狭窄病变的支架术。 2、由支架和输送系统组成。 3、支架采用镍钛合金材料制成。 4、一次性使用产品，环氧乙烷灭菌。

			直径：外径：4/5/6MM； 长 度：20/30/40/50/60/80/100/120； 输送系统：135CM。 直径：外径：5/6/7MM； 长 度：20/30/40/50/60/80/10MM； 输送系统：80CM。	
5	血管支架	支撑血管	直径：外径：14MM； 长 度：20/30/40/50/60/80/100MM； 输送系统：135CM。 直径：外径：14MM； 长 度：20/30/40/50/60/80/100MM； 输送系统：80CM。 直径：外径：14MM； 长度 120MM； 输送系统：80/135CM。	8
6	pta 球囊导管	扩张血管	长度：220/150/120MM； 外径：3.0/3.5MM； 内径：.018INCH； 导管长度:130CM 长度：80/40MM； 外径：2.0/2.5/3.0/3.5/4.0MM； 内径：.014INCH； 导管长度:140CM 长度：220/150/120MM； 外 径：2.0/2.5/3.0/3.5/4.0MM； 内径：.014INCH； 导管长度:140CM 长度：220/150/120/80/40MM； 外 径：5.0MM；内径：.014INCH； 导管长度:140CM 长度：220/150/120/80/40MM； 外径：5.0MM； 内径：.018INCH； 导管长度:140CM 长度：220/150/120MM； 外 径：2.0/2.5/3.0/3.5/4.0MM； 内径：.035INCH；	10

1、适用于经皮外周血管腔内成形术。
2、由球囊、输送心轴、导管内管、不透 X 线标记 (2 个)、导管外管、抗折装置、Y 接头和鲁尔接头构成。
3、无菌状态提供，一次性使用。

			导管长度:75/110CM 长度: 220/150/120MM; 外径: 2.0/2.5/ 4.0 MM; 内径: .018INCH; 导管长度:130CM 长度: 80/40MM; 外 径 : 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 MM; 内径: .018INCH; 导管长度:130CM 长度: 220/150/120/80/40MM; 外径: 5.0MM; 内径: .035INCH; 导管长度:75/110CM;		
7	pta 球囊导管	扩张血管	长 度 : 220/150/120/100/80/60/40/20MM ; 直 径 : 外 径 : 2.0/2.5/3.0/3.5MM; 内径: .018INCH; 导管长度:130/180CM; 长度: 100/80/60/40/20MM; 直 径 : 外 径 : 94.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0MM; 内径: .018INCH; 导管长度:75/130CM 长度: 280/220/150MM; 直径: 外径: 4.0/5.0/6.0MM; 内径: .018INCH; 导管长度:75/130CM 长 度 : 220/150/120/100/80/60/40/20MM ; 直 径 : 外 径 : 2.0/2.5/3.0/3.5MM; 内径: .018INCH; 导管长度:75CM;	25	
8	pta 球囊扩张导管	扩张血管	直径: 外径: 4/5/6/7/8/9/10MM; 长度: 2/4/6/10CM 输送长度: 80/135CM, 工作压力: 8ATM。	50	
9	球囊扩张导管	扩张血管	直 径 : 外 径 : 12/14/16/18/20MM;	18	

			长度：20/40/60MM； 输送导管：75CM。		
10	球囊扩张导管	扩张血管	直 径 ： 外 径 ： 12/14/16/18/20MM； 长度：20/40MM；120CM 输送导管。	5	
11	球囊扩张导管	扩张血管	直径：外径：22/24/26MM； 长度：2/4CM；75CM 输送导管， 爆破压力最大可到 14ATM。	5	
12	血管覆膜支架	支撑血管	直 径 ： 外 径 ： 5/6/7/8/9/10/12/13.5MM； 长 度 ： 30/40/60/80/100 、 120MM；全新 80/117CM，最小到 8F 的纤细； 全规格匹配 0.035 英寸导丝。	3	1、适用于髂和股动脉狭窄的介入治疗。 2、由输送系统和支架组成。 3、双层 EPTFE 覆膜，含碳内膜层 4、环氧乙烷灭菌，一次性使用
13	血管覆膜支架	支撑血管	直径：外径：5/6/7/8/9/10MM； 长度：20/30/40/60/80MM；全新 117CM。 直径：外径：9/10MM； 长度：20/30/40/60/80MM； 全新 80/117CM，最小到 8F 的纤细； 全规格匹配 0.035 英寸导丝。	8	
14	滤器回收套件	回收滤器	回收鞘内径：9F； 回收鞘长度 63cm； 圈套器导管内径：6F； 导引鞘内径：11F； 不透射线环直径：20mm，	15	

第 4 包 人造血管

序号	名称	参考规格	预计年使用量	技术参数
1	人造血管	7MM*40CM, 10MM*40CM;	3	1、血管修复 2、由膨化聚四氟乙烯或表面衬碳层的膨化聚四氟乙烯组成。 3、环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2	人造血管	13MM*35CM, 16MM*35CM;	3	
3	人造血管	6MM*40CM; 血管修复	3	
4	人造血管	4MM*10CM , 5MM*10CM , 6MM*10CM;	1	
5	人造血管	10MM*10CM;	1	
6	人造血管	13MM*10CM , 16MM*10CM , 19MM*10CM;	1	
7	人造血管	6MM*40CM, 8MM*40CM;	1	
8	人造血管	7MM*70CM, 8MM*70CM;	1	

第 5 包 外周血管支架

序号	名称	用途	参考规格	预计年使用量	技术参数
1	自膨式镍钛合金外周血管支架系统		直径： 外径： 4/5/6/7MM； 内径无； 长度： 20/40/60/80MM； 输送器可用长度为 90/135CM；	10	1、用途：支撑血管。适用于股动脉和膝下动脉粥样硬化疾病患者，以及经皮腔内血管成形术（PTA）后的效果不理想者。 2、由自膨式支架和输送系统组成，包含冲洗用注射器附件。 3、环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2	外周血管支架系统		直径： 外径： 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0MM； 内径： 无； 长度： 9/13/15/18/20/22/26/30/35/40MM； 输送器可用长度 140CM；	8	
3	外周动脉导丝	导丝	直径： 外径： 0.018”； 内径： 无； 有效长度： 195/300CM；	60	1、适用于外周脉管系统介入手术。 2、材质：导丝芯线为带 PTFE 涂层的不锈钢，头端外绕丝为不锈钢材质，头端内绕丝为铂钨合金，头端绕丝连接点为锡和银，头端带有 HYDRO-SILK 亲水涂层
4	外周血管球囊扩张导管	扩张血管	球囊长度 (CM) : 2/4/6/8/10/12； 球囊预置直径： 4/5/6/7/8/9/10/12/14； 总长度 (CM) : 80/135；	30	适用于各类动脉中病变狭窄的扩张，还用于自体或者人工动静脉透析瘘管中的梗阻病变的治疗。还适用于外周血管系统的支架后扩张。
5	外周血管球囊扩张导管	球囊扩张	球囊长度 (CM) : 2/4/6/8/12/20； 球囊预置直径 (MM) : 1.5/2/2.5/3/4； 总长度 (CM) : 90；	15	
6	球囊扩张支架系统	球扩支架	直径 4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0MM。	10	1、适用于髂动脉和股动脉有动脉粥样硬化的病人。 2、由球囊扩张支架及递送系统组成。 3、环氧乙烷灭菌，产品一次性使用。
7	外周支架系统	支架	长度： 12CM； 直径： 外径： 6MM / 7MM / 8MM； 内径： 0.035；	10	适用于治疗被保护的外周动脉中新的或再狭窄的动脉粥样硬化病变以

					及缓解胆道的恶性狭窄。
--	--	--	--	--	-------------

第 6 包 球囊加压装置

序号	名称	技术参数	预计年使用量
1	球囊加压装置	适用于 PTCA 手术中，对球囊扩张导管进行加压，从而使球囊扩张，以达到扩张血管或在血管内留置支架的目的。	100

第 7 包 血管缝合器

序号	名称	使用科室	技术参数及规格	预计年使用量
1	血管缝合器	血管外科介入中心	进行术后血管缝合	15 个

第 8 包 造影导管等

序号	名称	参考规格	预计年使用量	技术参数
1	造影导管	直径：外径：4/5F；内径：0.048；长度：65/80/90/100/110/125CM；	350	适用于在血管系统中将不透射线的介质递送至被选择的部位。
2	导管鞘及穿刺套件	内径：4F/5F/6F/7F/8F/9F/10F/11F；长度：5.5/11CM；	200	适用于需要皮插入血管内器械的动脉和静脉手术。
3	导丝	长度：150/180/260CM， 头端：直头/弯头。	150	适用于血管造影术，用于外周血管内的导入和定位导管和介入器材。
4	穿刺针	直径：外径：18GA/19GA/21GA； 内径：0； 长度：7/3.8CM；	200	适用于在血管造影术中引入导丝。
5	导引导管	直径：外径：5F/6F/7F/8F/9F/10F；内径：0.056” /0.070” /0.078” /0.088” /0.098” /0.110” ；	30	适用于将介入器械或诊断器械引入冠状动脉或外周血管系统。
6	输送鞘/导管鞘	规格：4F、5F、6F、8F、10F、12F、14F	30	运送导管以及滤器的抓捕器

第 9 包 镍钛记忆合金自扩张式医用内支架

序号	名称	参考规格	预计年使用量	技术参数
1	镍钛记忆合金自扩张式医用内支架（食道支架）	支架分直管网状，杯口球头，双喇叭口三种。 直径：14、18、20、22mm。 长度：40、60、70、80、100、120mm。	20	1、适用于因恶性病变造成的食道、贲门和吻合口狭窄等的治疗。 2、产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。
2	镍钛记忆合金自扩张式医用内支架（胆道支架）	直径 mm：8、10 长度 mm：40、60、70、80、90；	25	适用于因各种恶性病变造成的胆管狭窄。

第 10 包 植入式给药装置

序号	名称	用途	参考规格	预计年使用量	技术参数
1	植入式给药装置	鞘内植入导管	导管外内径：1.1/0.7mm， 连接方式：螺旋式， 港座高度：11.9mm， 硅胶隔膜直径：11.5mm， 药腔高度：4.2mm， 泵头容积：0.446， 港座底面直径：长30.3mm，宽22.08mm	30	适用于植入中心静脉系统供中期和长期使用，以便反复输注治疗性溶液（化疗、抗生素、营养物质、血液制品）以及采集血样。

第 11 包 TIPS 覆膜支架系统

序号	耗材名称	参考规格	预计年使用量	技术参数
1	TIPS 覆膜支架系统	覆膜支架直径 8mm、10mm、12mm， 支架覆膜部分长度 4cm、5cm、6cm、7cm、8cm， 支架未覆膜部分长度 2cm。	30 根	适用于初治和修复治疗门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水等。